

AccuVein®

AccuVein AV400

THIẾT BỊ SOI TĨNH MẠCH

● ACCUVEIN® AV400



- Hỗ trợ xác định chính xác tĩnh mạch khi lấy máu
- Có thể sử dụng để xác định mạch và các nhánh
- Nhẹ, vừa tay cầm
- Có thiết bị giá đỡ hỗ trợ thay tay cầm



FROST & SULLIVAN
BEST
PRACTICES
AWARD
2011

MEDICAL
DESIGN
EXCELLENCE
AWARDS®
GOLD WINNER

Top Innovation Award
EMS World Magazine
October 2011

A Top 10 Technology for
Healthcare Professionals
Medical Device Developments,
December 2010

A Best New Product
for Pediatricians
Contemporary Pediatrics

« Accuvein giảm 50% lượt phải tiêm lần thứ 2 »
 Trường khoa xét nghiệm Bệnh viện Nam California

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng	275gram
Kích thước	5cm x 6cm x 20cm
Thời gian sử dụng liên tục	Liên tục trong 3 giờ
Thời gian sạc pin	2 – 5 giờ
Dung lượng pin	Accuvein BA400 Lithium ion 3.6V, 100mAh



Không nhìn trực diện vào chùm sáng. Sản phẩm có laser thuộc nhóm 2 Tuân theo 21 CFR 1040.10 và 1040.11 ngoại trừ những sai lệch theo Laser Thông báo số 50, ngày 24 tháng 6 năm 2007. Bước sóng 642 nm / 785 nm, Peak Power 40 mW / 25 mW, Pulse Năng lượng 2.57μJ / 1.58μJ, Pulse Length 900 ns. IEC / EN 60825-1 (2001/07)

Phụ kiện tùy chọn:

Giá đặt dụng cụ - phụ kiện giúp cố định dụng cụ soi tĩnh mạch để các nhân viên y tế có thể thực hiện các thao tác khác trong qui trình tiêm tĩnh mạch hoặc thủ thuật một cách dễ dàng và chủ động.



Đi đầu trong lĩnh vực chiếu sáng tĩnh mạch

Accuvein đi đầu trong việc soi chiếu tĩnh mạch. Công nghệ đèn Led RN chưa từng có trước đây đã giúp cho các nhân viên y tế nhận được đầy đủ các lợi ích trong việc soi chiếu tĩnh mạch và được xem là một tiêu chuẩn của dịch vụ chăm sóc.

Một sản phẩm thiết yếu

Accuvein AV400 sẽ hiển thị một bản đồ của các mạch máu trên bề mặt da niêm của bệnh nhân, cho phép bác sĩ dễ dàng nhận biết tình trạng của các tĩnh mạch và đường rẽ nhánh.

Làm tăng hiệu quả qui trình tìm tĩnh mạch ở những bệnh nhân khó, kết quả cho thấy sự hài lòng của người bệnh cao hơn, điều đó làm rõ tại sao nhiều cơ sở y tế đã chọn Accuvein là tiêu chuẩn cho dịch vụ chăm sóc của họ.

Đặc điểm AV400

- ✓ **Dễ dàng sử dụng:** Không cần thao tác phức tạp, luôn sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Thiết bị có thể được giữ ở mọi tư thế và khoảng cách chiếu sáng đến bề mặt da là 10cm – 46cm.
- ✓ **Kích thước nhỏ gọn:** AV400 tạo cảm giác cầm vừa tay.
- ✓ **Pin sạc:** Không cần phải tháo pin hay cắm điện khi sử dụng. Chỉ cần đặt thiết bị vào để sạc trong lúc sử dụng.
- ✓ **Linh động trong di chuyển:** Bởi vì AV400 thể hiện rõ bản đồ tĩnh mạch ngay lập tức và rất thuận lợi kể cả trong trường hợp đang di chuyển.
- ✓ **Các chế độ xem:** Ngoài chế độ chuẩn, AV400 có chế độ nghịch đảo có thể nâng cao khả năng hiển thị các tĩnh mạch nhỏ.
- ✓ **Độ chính xác:** Soi đến các mạch máu nhỏ hơn cả sợi tóc của con người (tại vị trí tiêu chuẩn).
- ✓ **Đối tượng bệnh nhân:** Áp dụng trên mọi đối tượng bệnh nhân, bao gồm cả trẻ sơ sinh, người da màu và những bệnh nhân béo phì.
- ✓ **Thiết kế y tế tiêu chuẩn:** AV400 được thiết kế dạng khối, không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nên dễ dàng làm sạch dụng cụ. Dụng cụ cũng có thể cho vào túi xách để sử dụng cho phòng cách ly hay phòng mổ.

